



URINOCOLTURA DA CATETERE PERMANENTE



Non sono accettabili le urine prelevate dal sacchetto di raccolta al letto del paziente, da uridom e da cateteri di Foley.

Contenitore : barattolo sterile in plastica a bocca larga con tappo a vite

MODALITA' DI RACCOLTA:

(Evitare di sconnettere il catetere durante la raccolta)

1. Clampare il catetere con una pinza immediatamente a valle del dispositivo di prelievo;
2. Lavarsi accuratamente le mani, asciugarle ed indossare guanti non sterili;
3. Disinfettare con alcool al 70% il dispositivo di prelievo del catetere;
4. Inserire l'ago (23-25G) nella porta di accesso ed aspirare 2-3 ml di urina con la siringa attraverso la porta di accesso;
5. Rimuovere l'ago e trasferire nel contenitore sterile.

Conservare in frigorifero fino alla consegna al Centro Prelievi entro 1 h.