




PARASSITI INTESTINALI



CONTENITORI: il Laboratorio, in base alla richiesta del medico proscrittore, fornisce **da 1 a 3 flaconi con tappo a vite** (provvisi di cucchiaino sotto il tappo) contenenti un liquido conservante.

❖ Il liquido **non deve essere gettato**

❖ **ATTENZIONE: TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI. IL LIQUIDO DEL FLACONE NON DEVE ESSERE INGERITO. IN CASO DI INGESTIONE, BERE LATTE, INDURRE IL VOMITO E CONTATTARE IMMEDIATAMENTE UN MEDICO. EVITARE IL CONTATTO CON LA PELLE E CON GLI OCCHI, POICHE' URTICANTE. NEL CASO DI CONTATTO LAVARE CON ACQUA.**

ISTRUZIONI PER LA RACCOLTA DELLE FECI:

1. Raccogliere i campioni di feci in 3 giorni differenti, preferibilmente a giorni alterni;
2. Evitare l'assunzione di farmaci anti-diarrea o di lassativi prima della raccolta del campione;
3. Raccogliere il campione fecale in un contenitore pulito ed asciutto;
4. Evitare la contaminazione con acqua o urina;
5. Usando il cucchiaino sotto il tappo, trasferire una cucchiainata di campione nel flacone di raccolta, nel caso di feci liquide trasferire circa 1 mL (corrispondenti a circa 10 volte il cucchiaino posto sotto il tappo) ;
6. Avvitare a fondo il tappo ed agitare, per quanto è possibile, per omogeneizzare il campione nel liquido conservante.
7. RIPETERE queste operazioni in 3 giorni differenti, raccogliendo nuovi campioni di feci.
8. I contenitori con le feci già raccolte possono essere conservati a temperatura ambiente e **devono essere consegnati tutti e tre contemporaneamente entro 3 giorni.**

Compilare il questionario da consegnare insieme ai campioni raccolti.

N.B. NON APRIRE PER NESSUN MOTIVO IL TAPPO POSTO SUL FONDO DEL FLACONE

