




UROCULTIVO PEDIÁTRICO DE BOLSA

Instrucciones para la recogida de las muestras

<p>MODALIDAD</p>	<p>Realizar una adecuada limpieza y detersión de la zona genital utilizando agua y jabón. Separar las piernas del/de la niño/a. Asegurarse de que la piel del pubis y del perineo esté limpia y perfectamente seca (utilizar papel desechable para secar). No aplicar polvos, aceites o lociones sobre la piel.</p> <div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="margin-right: 10px;"> <p>1</p>  </div> <div> <ul style="list-style-type: none"> Retirar el papel protector de la superficie adhesiva hipoalergénica (Fig. 1). </div> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <p>2</p>  </div> <div style="margin-top: 10px;"> <p>3</p>  </div> <div style="margin-top: 10px;"> <ul style="list-style-type: none"> Para las mujeres: Estirar la piel del perineo (Fig. 2) para evitar pliegues cutáneos. Presionar firmemente la parte adhesiva sobre la piel alrededor de la vagina. Iniciar esta operación desde la zona que separa el orificio anal de la vagina y continuar interviniendo sobre la superficie adhesiva de abajo hacia arriba. Para los hombres: Colocar la bolsa con la abertura a la altura del pene (Fig. 3), presionar vigorosamente los bordes adhesivos sobre el perineo evitando la formación de pliegues y asegurarse de que toda la superficie adhesiva esté bien adherida a la piel. Después de la recogida, colocar la bolsa dentro de un recipiente esterilizado, o verter la orina directamente en el recipiente sin contaminar nada. La bolsa no debe permanecer aplicada más de 1 hora. Si la recogida aún no se ha realizado después de 1 hora, repetir la aplicación de una nueva bolsa tras una nueva higiene de la zona genital. </div>
<p>CONSERVACIÓN</p>	<p>Entregar el contenedor en el Centro de Extracciones ateniéndose al horario de apertura y dentro de las 2 horas siguientes a la recogida.</p>
<p>OBSERVACIONES</p>	<p>Seguir los métodos descritos.</p>

Fecha emisión	Título Documento	Fecha revisión	Número Revisión	Página
27/12/2023	Recogida de muestras microbiológicas de usuarios (DI 2779)	06/02/2024	01	8 di 19