

## القشع للبحث عن الجراثيم الشائعة

### تعليمات جمع العينات

حاوية	 <p>حاوية بلاستيكية <u>معقمة</u> ذات غطاء لولبي واسع .</p>
الطريقة	<ul style="list-style-type: none"> <li>• يجب الانتهاء من أي علاج بالمضادات الحيوية قبل 7 أيام على الأقل من إجراء الفحص.</li> <li>• اجمع عينة الصباح الباكر، فهي الأكثر تمثيلاً للإفرازات الرئوية المتراكمة أثناء الليل.</li> <li>• حافظ على نظافة الفم جيداً، وقم بالمضمضة بالماء دون استخدام معجون الأسنان أو غسول الفم</li> <li>• عند السعال العميق، قم بوضع القشع مباشرة في الحاوية، ثم ضعه على الشفة السفلى. أغلق الحاوية بإحكام عن طريق شد الغطاء.</li> <li>• تجنب إدخال المواد اللعابية أو الإفرازات الأنفية في وعاء التجميع. إذا لم يكن الأمر كذلك، كرر الإجراء من البداية.</li> </ul>
التخزين	قم بتسليم الحاوية إلى مركز التجميع خلال ساعات العمل وخلال ساعتين من التجميع.
ملاحظات	<p>قد يؤدي التأخير في التسليم إلى نتائج "سلبية كاذبة" (فقد الكائنات الحية الدقيقة الحساسة بشكل خاص) أو نتائج "إيجابية كاذبة" (فرط نمو الكائنات الحية الدقيقة الملوثة).</p> <p>ملاحظة: يتم تقييم مدى صلاحية العينة التي تم جمعها عن طريق الملاحظة المجهرية لها من أجل تحديد الدرجة المحتملة للتلوث اللعابي. يعد التلوث اللعابي المفرط للعينة مؤشراً على عدم صلاحيتها.</p>

Data emissione	Titolo Documento	Data revisione	Numero Revisione	Pagina
27/12/2023	Raccolta_Campioni_Microbiologici_Utenti (DI 2779)	06/02/2024	01	5 di 19